


breo iNeck 3

breo[®]





- 1.** Power
- 2.** Mode
- 3.** Charging socket

MENU

Caution

Product Configuration

Product Characteristics

Product Functions

Troubleshooting

Protection

Product Information



Thank you for your purchasing breo!

Please read this user's manual carefully prior to use and,
keep it properly for future reference.


Caution

Note: To ensure safety in operation, please read the Use Instruction Manual carefully prior to operation. The Company should not be liable for the consequences of improper use or non-compliance with the instructions for the product.

1. Do not use the product when driving a vehicle.
2. Prior to operation, remove the jewelry or articles that may affect the massage from the body part to receive massage.
3. Do not use the product in a humid environment such as a bathroom.
4. Please keep the product away from water source, source of ignition and corrosive environment.
5. Observe safety regulations when you use the product in a specific environment.
6. Do not use the massager on body parts subjected to surgical operation.
7. Do not use the massager on body parts suffering from skin injury, swelling, inflammation or blood stasis.
8. Those with heart disease or a history of heart disease, acute disease, skin disease, malignant tumor or physical abnormality should not use the product.
9. Those with blood disease showing bleeding tendency, osteoporosis, soft tissue disease and apoplexy should not use the product.
10. Those with leaden feet, physical and mental illness, or mental retardation should not use the product, and should follow the doctor's advice if they need to use it.
11. If you have any discomfort during use, stop using the product.
12. Pregnant women and menstrual women should not use the massager.
13. Children under 6 years of age are prohibited from using the product, and children aged 6-12 can use the product only when they are subject to guidance and care from their parents or supervisors.
14. To clean the appearance, use alcohol and cotton instead of water.
15. Do not scratch or stab the product using a sharp object.
16. This product is a domestic electronic health-care product. The product is not designed to work as a medical device, and it does not apply in diagnosis, treatment and other commercial uses.
17. Never fail to charge the product using charging equipment provided by the Company. Pay attention to the electrical safety.
18. Once any exception occurs during operation, power off the product immediately. Please do not disassemble, reassemble and repair the product without consent.

Product Configuration

Massager, charging cable, Manual, massager sheath



Product Characteristics



Soothing the neck



Personalized massage
mode



Neck support



Smart control

Product Functions

- 1. Timing function:** After the massager is turned on, it works for 10 minutes, and then it is automatically shut down;
- 2. Massage:** Enter massage mode after turning on; switch to mode 1, 2 or 3 with the mode button;
Mode 1: Both shift massage and rotating massage are turned on;
Mode 2: Shift massage on; from both sides to the back, rotating massage on; from back to front, rotating massage off;
Mode 3: Shift massage on; from front to back, rotating massage off; from back to front, rotating massage on.
- 3. Personalized mode:** Press and hold the Mode button to add massage position of the massager tip;
- 4. Bluetooth connection:** Turn on the massager, turn on Bluetooth and run breo APP on the mobile phone, tap Connect and search for the product you are using;
- 5. Battery level:** The red indicator will flash when the battery level is low;
- 6. Charging:** The red indicator will flash when charging; the red indicator remains on when charging completes.

Troubleshooting

If a fault occurs during operation, do check it. In case the fault cannot be eliminated, or the product still fails to work satisfactorily, please turn off the massager and ask a professional technician to repair it. Please do not disassemble the product without consent!

Basic fault	Possible cause	Basic troubleshooting method
Failure to start up	Check whether the battery level is low	If yes, please charge in time
Low massage strength	Check whether the battery level is low	If yes, please charge in time

Protection

Storage

To use the machine when a storage period of over 3 months expires, never fail to perform an open-case inspection and recharge it. Never allow the machine to abut against the floor, wall, and roof when you place it. The room should be well ventilated, without intense sunlight exposure and corrosive gas erosion.

Transportation

The product package with simple anti-vibration functions applies in air, railway, highway and ship transportation, and should be protected from rain, snow, splash, inversion and collision.

Power Check

Check the power supply. If the supply voltage exceeds the specified range, the machine should not be turned on.

Maintenance

Damp-proof, anti-mouse and anti-pollution measures should be taken. The machine shall be shut down before it is cleaned. Place the product in a safe place after use, and do not put any heavy object on it. The machine shall be repaired by professional technician in case any fault occurs. The non-professional are not allowed to disassemble and reassemble the product without consent.

Abandonment and Recovery

This product should not be discarded along with household waste. Please follow local environmental laws and guidelines when you decide to dispose the product.



Product Information

Product name: Neck Massager

Model: iNeck3

Rated input: 5V ---1A

Power: 5W

Battery: 2300mAh/1150mAh

Net weight: 1000g

Dimensions: L265×W255×H90(mm)

CE RoHS FCC

DE 19863741


Item number: 229-133

Importer:

SHP International Trading GmbH

Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal

www.shp-company.com



- 1.** Schaltertaste
- 2.** Modusschalter
- 3.** Ladeanschluss

menu

Hinweise

Produktkonfiguration

Eigenschaften

Produktfunktion

Fehlerbehebung

Schutz

Produktinformationen



Vielen Dank für Ihre Wahl von breo!

bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen,
bevor Sie das Produkt verwenden und sie für zukünftige
Referenz richtig aufbewahren.


Hinweise

Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt richtig und sicher verwenden, lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Folgen unsachmäßiger Verwendung oder Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung.

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt.
2. Entfernen Sie beim Gebrauch Schmuck oder Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen könnten.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung wie einem Badezimmer.
4. Bitte halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer und korrosiven Umgebungen fern.
5. Bei Verwendung in einer bestimmten Umgebung die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachten.
6. Bitte nicht verwenden, wenn die zu massierende Stelle operiert wurde.
7. Bitte nicht verwenden, wenn Sie Hautreizungen, Rötung, Entzündung, Stauung oder andere Symptome an der zu massierenden Stelle haben.
8. Bitte nicht verwenden, wenn Sie eine Geschichte von Herzerkrankungen haben oder unter akuten Erkrankungen, Hauterkrankungen, Malignomen oder abnormalen Körperleiden.
9. Patienten mit hämorrhagisch anfälliger Blutkrankheit, Osteoporose, Weichteilerkrankungen und Schlaganfallpatienten bitte nicht verwenden.
10. Bitte nicht verwenden, wenn Sie sich nur langsam bewegen können, oder körperliche oder geistige Dysfunktion oder geistige Behinderung haben. Wenn Sie verwenden müssen, folgen Sie bitte den Rat des Arztes.
11. Bitte unterbrechen Sie die Anwendung, wenn Sie sich während des Gebrauchs nicht wohl fühlen.
12. Schwangere Frauen und Frauen während der Menstruation bitte das Massagegerät nicht verwenden.
13. Kinder unter 6 Jahren dürfen es nicht verwenden; und eine Verwendung für Kinder im Alter von 6-12 Jahren nur unter Anleitung und Aufsicht eines Elternteils oder einer beaufsichtigten Person erlaubt.
14. Wenn Sie das Äußere reinigen müssen, verwenden Sie bitte Alkohol-Baumwolle zum Reinigen, vermeiden Sie Reinigung mit Wasser.
15. Bitte vermeiden Sie, das Produkt mit spitzen Gegenständen zu kratzen oder zu stechen.
16. Dieses Produkt ist ein elektronisches Gesundheitspflegeprodukt für den Heimgebrauch und kein Medizinprodukt, nicht geeignet für Diagnose, Behandlung und andere kommerzielle Zwecke.
17. Bitte verwenden Sie die von uns mitgelieferten Ladegeräte, um das Produkt aufzuladen und achten Sie auf die Stromsicherheit.
18. Tritt während des Gebrauchs eine Abnormalität auf, schalten Sie das Gerät sofort aus und bauen Sie es nicht selbst aus.

Produktkonfiguration

Massagegerät, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Schutzhülle für das Massagegerät



Eigenschaften



Beruhigung des
Nackens



Personalisierter
Massagemodus



Nackenstütze



Intelligente
Steuerung

Produktfunktion

1. **Timer:** Das Kissen funktioniert nach dem Einschalten 10 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch aus;
2. **Massage:** Nach dem Einschalten in den Massagemodus wechseln; mit der Modus-Taste in den Modus 1, 2 oder 3 wechseln;
Modus 1: Sowohl Wechsel-Massage als auch Rotationsmassage sind eingeschaltet;
Modus 2: Wechsel-Massage ein; von beiden Seiten nach hinten, Rotationsmassage ein; von hinten nach vorne, Rotationsmassage aus;
Modus 3: Wechsel-Massage ein; von vorne nach hinten, Rotationsmassage aus; von hinten nach vorne, Rotationsmassage ein.
3. **Personalisierter Modus:** Halten Sie die Modus-Taste gedrückt, um die Massageposition der Massagegerät-Spitze hinzuzufügen;
4. **Bluetooth-Verbindung:** Schalten Sie das Massagegerät ein, schalten Sie Bluetooth ein und starten Sie breo APP auf dem Mobiltelefon, tippen Sie auf Verbinden und suchen Sie nach dem Produkt, das Sie verwenden;
5. **Batteriestand:** Die rote Anzeige blinkt, wenn der Batteriestand niedrig ist;
6. **Laden:** Die rote Anzeige blinkt während des Ladevorgangs, die rote Anzeige leuchtet nach Beendigung des Ladevorgangs.

Fehlerbehebung

Tritt während des Betriebs ein Problem auf, überprüfen Sie es bitte. Wenn das Problem nicht behoben werden kann oder das Produkt immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, Reparatur nur von professionellen Technikern, schalten Sie das Gerät aus und zerlegen Sie das Produkt nicht selbst!

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Grundlegende Behebungsmethoden
Kann nicht starten	Ob Batterie zu schwach ist	Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen
Schwache Massageintensität	Ob Batterie zu schwach ist	Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen

Schutz

Lagerung

Wurde die Maschine über 3 Monate gelagert, ist sie zur Überprüfung auszupacken, und wieder aufzuladen. Es sollte nicht zu nah an Boden, Wänden und Dach aufgestellt werden. Der Innenraum sollte gut belüftet sein, und starke Sonneneinstrahlung und Korrosion durch korrosive Gase ist zu vermeiden.

Transport

Die Verpackung dieses Produktes ist mit einfachen Einrichtungen gegen Erschütterungen ausgestattet, die für Luftfahrt, Eisenbahn, Autobahnen und Schiffe geeignet sind. Spritzwasser, Kollision von Regen und Schnee sowie auf Kopf zu stellen sind zu vermeiden

Stromversorgung überprüfen

Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn die Versorgungsspannung die Angabe überschreitet, darf nicht eingeschaltet werden.

Wartung

Maßnahmen gegen Feuchtigkeit, Nagetiere und Verschmutzung ergreifen. Es sollte beim Reinigen ausgeschaltet werden. Das Gerät ist nach dem Gebrauch an einem sicheren Ort aufzubewahren und keine schweren Gegenstände dürfen auf dem Gerät abgelegt werden. Bei Fehlern sind Reparaturen von sachkundigen Fachkräften durchzuführen. Personen, die nicht sachkundig sind, dürfen das Produkt nicht montieren oder demontieren.

Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt sollte nicht mit Haushaltsmüll entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Produkts ist gemäß den lokalen Umweltbestimmungen und -richtlinien durchzuführen.



Produktinformationen

Produktname: Neck Massager

Typ: iNeck3

Spannung: 5V ---1A

Leistung: 5W

Batterie: 2300mAh/1150mAh

Gewicht : 1000g

Abmessung: L265×W255×H90(mm)



DE 19863741


Artikelnummer: 229-133

Importeur:

SHP International Trading GmbH

Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal

www.shp-company.com



- 1.** Clé d'interrupteur
- 2.** Commutateur de mode
- 3.** Port de charge

menu

Précautions

Configuration du produit

Caractéristiques du produit

Fonctions du produit

IDépannage

Protection

Informations sur le produit



Je vous remercie pour avoir choisi breo!

lisez ce manuel de l'utilisateur attentivement avant que
vous utilisiez,
ce produit et conservez le correctement pour la référence future.


Précautions

Pour garantir une utilisation correcte et en toute sécurité du produit, il faut lire attentivement la 'Notice d'utilisation' avant utilisation. La société rejette toute responsabilité vis-à-vis des conséquences découlant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de la notice d'instructions du produit.

1. Ne pas utiliser ce produit au volant.
2. Lors de l'utilisation, enlever tous les ornements ou objets pouvant affecter le massage sur les zones massées.
3. Ne pas utiliser dans un environnement humide tel qu'une salle de bain.
4. Tenir le produit éloigné de l'eau, du feu et des environnements corrosifs.
5. Lors de l'utilisation dans un environnement spécifique, il faut respecter les règlements de sécurité.
6. Ne pas utiliser sur une personne dont la zone massée a subi une opération.
7. Ne pas utiliser sur une personne qui présente des symptômes désagréables sur la zone massée, tels que la blessure cutanée, l'inflammation rouge et enflée ou l'ecchymose.
8. Il est interdit d'être utilisé par les personnes souffrant des maladies suivantes : les crises ou antécédents de la maladie cardiaque, les maladies aiguës, les affections dermatologiques, les tumeurs malignes ou l'anomalie physique.
9. Il est interdit d'être utilisé par les personnes souffrant des troubles sanguins tels que la tendance aux saignements, ainsi que l'ostéoporose, la maladie des tissus mous ou l'accident vasculaire cérébral.
10. Ne pas utiliser sur les personnes qui agissent lentement, ou manifestent un dysfonctionnement physique ou mental. S'ils souhaitent l'utiliser, demandent conseil à un médecin avant utilisation.
11. Prière d'arrêter l'utilisation si vous vous sentez mal pendant l'utilisation.
12. Ne pas utiliser le masseur pour les femmes enceintes ou menstruelles.
13. L'utilisation pour les enfants de moins de 6 ans est interdite, et les enfants âgés de 6 à 12 ans doivent l'utiliser sous le guide et la surveillance des parents ou des superviseurs.
14. Pour nettoyer l'apparence, appliquer un coton imbibé d'alcool et éviter le nettoyage à l'eau.
15. Ne pas rayer ou percer le produit à l'aide des objets pointus.
16. En tant que produit électronique de soins de santé à domicile, et il n'est pas utilisé comme un dispositif médical, et ne convient pas au diagnostic, ni traitement ni d'autres fins commerciales.
17. Veuillez utiliser le chargeur fourni par nous pour la charge du produit et faire attention à la sécurité électrique. Si un phénomène anormal pendant l'utilisation a été constaté, veuillez couper
18. immédiatement l'alimentation et ne pas le démonter ou réparer par vous-même.

Configuration du produit

Masseur, câble de chargement, manuel, Enveloppe du masseur



Caractéristiques du produit



Apaise le cou



Mode massage
personnalisé



Soutien du cou



Contrôle intelligent

Fonctions du produit

1. **Minuteur:** l'oreiller marchera automatiquement pendant 10 minutes après l'allumage et ensuite après l'extinction;
2. **Massage:** Entrez en mode massage après allumage; change au mode 1, 2 ou 3 avec le bouton de mode;
Mode 1: Le masseur de changement et de rotation sont allumés;
Mode 2: Le massage de changement; des deux côtés à l'arrière, le massage de rotation allumé; de l'arrière à l'avant, massage de rotation éteint;
Mode 3: Massage de changement allumé; de l'avant à l'arrière, massage de rotation éteint; de l'arrière à l'avant, massage de rotation allumé.
3. **Mode personnalisé:** Appuyez et maintenez le bouton de mode et ajouter une position de massage à l'astuce du massage;
4. **Connexion Bluetooth:** Allumez le massage, allumez le Bluetooth et faites tourner l'APP breo sur le téléphone mobile, appuyez sur Connexion et cherchez le produit que vous utilisez;
5. **Niveau de batterie:** L'indicateur rouge étincellera quand le niveau de batterie(pile) est bas;
6. **Charge:** L'indicateur rouge étincellera pendant le chargement; l'indicateur rouge reste allumé quand le chargement est terminé.

Dépannage

Si un écart a été constaté au cours de l'utilisation ou du fonctionnement, veuillez effectuer une vérification. Si le problème ne peut être résolu ou si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, prière de débrancher l'alimentation et faire le réparer par un technicien qualifié. Ne démontez pas le produit vous-même!

Défauts communs	Causes possibles	Méthode de dépannage basiques
Impossible de démarrer	La batterie est-elle faible	Si oui, veuillez charger immédiatement
Faible intensité de massage	Le niveau de la batterie est-il faible ?	Si oui, veuillez charger immédiatement

Protection

Stockage

Lorsque la période de stockage dépasse 3 mois, on doit ouvrir l'emballage et effectuer l'examen puis la recharge avant utilisation. Il ne doit pas être placé tout près du sol, du mur ou de la toiture. A l'intérieur du local il doit être bien ventilé, en évitant une exposition aux rayons du soleil fortes et une érosion par gaz corrosive.

Transport

L'emballage du produit est équipé de moyens anti vibration simple adaptés au transport aérien, ferroviaire, routier ou maritime, en évitant les éclaboussures de pluie ou de neige, les inversions ou les collisions.

Contrôle de l'alimentation

Vérifier la source d'alimentation électrique ; Si la tension d'alimentation dépasse la plage spécifiée, il est interdit d'allumer l'appareil pour l'utilisation.

Maintenance

Appliquer les protections contre l'humidité, les rats et la pollution. Le nettoyage doit se faire sous l'état éteint de l'appareil. Le dispositif doit être placé dans un endroit sûr après utilisation. Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil. Lorsqu'une panne survient, la réparation du produit doit être confiée aux techniciens qualifiés, les non-professionnels ne peuvent, sans permission, monter ou démonter le produit.

Elimination et recyclage

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Quand vous décidez de jeter ce produit, faites-le en vertu des lois de la protection de l'environnement local et du guide d'utilisation.



Informations sur le produit

Nom du produit: Neck Massager

Modèle: iNeck3

Entrée: 5V ---1A

Puissance: 5W

Batterie: 2300mAh/1150mAh

Poids net: 1000g

Dimensions: L265×W255×H90(mm)



DE 19863741


Numéro d'article: 229-133

Importateur:

SHP International Trading GmbH

Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal

www.shp-company.com



- 1. Aan/uit-schakelaar
- 2. Modus
- 3. Oplaadaansluiting

MENU

Let op

Productconfiguratie

Producteigenschappen

Productfuncties

Probleemoplossing

Bescherming

Productinformatie



Hartelijk dank voor uw aanschaf van de breo!

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en, bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.


Let op

Opmerking: Om de veiligheid tijdens het gebruik te garanderen, dient u de gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet naleven van de instructies voor het product.

1. Gebruik het product niet tijdens het besturen van een voertuig.
2. Verwijder vóór gebruik sieraden of voorwerpen die de massage kunnen beïnvloeden van het betreffende lichaamsdeel om een massage te ondergaan.
3. Gebruik het product niet in een vochtige omgeving zoals een badkamer.
4. Houd het product uit de buurt van waterbronnen, ontstekingsbronnen en corrosieve omgevingen.
5. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht wanneer u het product in een specifieke omgeving gebruikt.
6. Gebruik het massageapparaat niet op lichaamsdelen die aan chirurgische ingrepen zijn onderworpen.
7. Gebruik het massageapparaat niet op lichaamsdelen die lijden aan huidletsel, zwelling, ontsteking of bloedstilstand.
8. Personen met een hartaandoening of een voorgeschiedenis van een hartaandoening, acute ziekte, huidaandoening, kwaadaardige tumor of lichamelijke afwijking dienen het product niet te gebruiken.
9. Personen met een bloedziekte met de neiging tot bloeden, osteoporose, weke delen en apoplexie dienen het product niet te gebruiken.
10. Personen met zware voeten, lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen of mentale retardatie dienen het product niet te gebruiken en dienen het advies van de arts te volgen als ze het moeten gebruiken.
11. Als u enig ongemak voelt tijdens het gebruik, stop dan met het gebruik van het product.
12. Zwangere vrouwen en menstruerende vrouwen moeten het massageapparaat niet gebruiken.
13. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen het product niet gebruiken, en kinderen van 6-12 jaar mogen het product uitsluitend gebruiken onder toezicht en de zorg van hun ouders of begeleiders.
14. Gebruik voor het reinigen van de buitenzijde alcohol en watten in plaats van water.
15. Maak geen krassen op of steek in het product met een scherp voorwerp.
16. Dit product is een huishoudelijk elektronisch gezondheidszorgproduct. Het product is niet ontworpen om als medisch hulpmiddel te dienen en is niet van toepassing bij diagnose, behandeling en andere commerciële toepassingen.
17. Laad het product uitsluitend op met het door het bedrijf verstrekte oplaadapparaat.
Let op de elektrische veiligheid.
18. Zodra er tijdens het gebruik een uitzondering wordt gemaakt, schakelt u het product onmiddellijk uit. Demonteer, monteer en repareer het product niet zonder toestemming.

Productconfiguratie

Massageapparaat, oplaadkabel, gebruikshandleiding,
beschermingshoes massageapparaat



Producteigenschappen



Kalmerend voor de nek



Gepersonaliseerde
massagemodus



Neksteun



Intelligente bediening

Productfuncties

1. **Timer:** Nadat het massageapparaat is ingeschakeld, werkt het 10 minuten waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld;
2. **Massage:** Ga na het inschakelen naar de massagemodus; schakel naar modus 1, 2 of 3 met de modusknop;
modus 1: Zowel de afwisselende massage als de rotatiemassage zijn ingeschakeld;
modus 2: Afwisselende massage ingeschakeld; van beide zijden naar achter, rotatiemassage ingeschakeld; van achter naar voor, rotatiemassage uitgeschakeld;
modus 3: Afwisselende massage ingeschakeld; van voor naar achter, rotatiemassage uitgeschakeld; van achter naar voor, rotatiemassage ingeschakeld.
3. **Gepersonaliseerde modus:** Houd de modusknop ingedrukt om de massagepositie van de punt van het massageapparaat toe te voegen;
4. **Bluetooth-verbinding:** Schakel het massageapparaat in, schakel Bluetooth in en open de breo APP op de mobiele telefoon, tik op Verbinden en zoek naar het product dat u gebruikt;
5. **Batterijniveau:** De rode indicator knippert wanneer de batterij bijna leeg is;
6. **Opladen:** De rode indicator knippert tijdens het opladen; de rode indicator blijft branden wanneer het opladen voltooid is.

Probleemoplossing

Als er zich tijdens het bedrijf een storing voordoet, moet deze worden gecontroleerd. Als de storing niet kan worden verholpen, of het product nog steeds niet naar tevredenheid werkt, schakelt u het massageapparaat uit en vraagt u een vaktechnicien om het te repareren. Demonteer het product niet zonder toestemming!

Algemene storing	Mogelijke oorzaak	Basismethode voor het verhelpen van het probleem
Storing bij opstarten	Controleer of de batterij bijna leeg is	Zo ja, zorg dat tijdig wordt opgeladen
Lage massagesterkte	Controleer of de batterij bijna leeg is	Zo ja, zorg dat tijdig wordt opgeladen

Bescherming

Opslag

Als u het apparaat wilt gebruiken wanneer deze langer dan 3 maanden niet is gebruikt, dient u eerst een inspectie uit te voeren en het apparaat op te laden. Plaats het apparaat niet te dicht bij de grond, een muur en het dak. De ruimte moet goed geventileerd zijn, zonder intensieve blootstelling aan zonlicht en corrosieve gaserosie.

Transport

De verpakking van het product is met eenvoudige voorzieningen bestendig tegen trillingen tijdens luchttransport, trein, weg en per schip en moet worden beschermd tegen regen, sneeuw, spatten, ondersteboven zetten en botsing.

Voedingscontrole


Controleer de stroomvoorziening. Als de voedingsspanning het gespecificeerde bereik overschrijdt, mag het apparaat niet worden ingeschakeld.

Onderhoud

Er moeten maatregelen worden getroffen tegen vocht, muizen en vervuiling. Het apparaat moet worden uitgeschakeld voordat deze kan worden gereinigd. Plaats het product na gebruik op een veilige plaats, en zet er geen zwaar voorwerp op. Bij enige storing moet het apparaat worden gerepareerd door een vakkundig technicien. Het is de niet-professionele gebruiker niet toegestaan het product zonder toestemming te demonteren en weer in elkaar te zetten.

Buiten werking stellen en herstel

Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Neem de plaatselijke milieuwetgeving en richtlijnen in acht als u het product wilt afvoeren.



Productinformatie

Productnaam: Nek massageapparaat

Model: iNeck3

Nominale ingangsspanning: 5V --- 1A

Voeding: 5W

Accu: 2300mAh/1150mAh

Netto gewicht: 1000g

Afmetingen: L265xB255xH90(mm)



DE 19863741

Artikelnummer: 229-133

Importeur:

SHP International Trading GmbH

Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal

www.shp-company.com

SIMPLY RELAX

DE 19863741

Item number: 229-133



DE 19863741

Item number: 229-133



Importer:

SHP International Trading GmbH

Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal

www.shp-company.com